

Miriam Rojas de Mata

VE9986294

**Dígale Adios a las
Arrugas con
Nuskin Galvanic Spa**

“El Mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños”

Paulo Coelho

Miriam Rojas de Mata

VE9986294

Fiestas de Belleza:

Lunes a Viernes, de 3:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entrenamientos:

Sábados a Domingo, de 10 a.m. a 12 m.

Dirección:

**Av. Las Américas. Conjunto Residencial
Villas el Rodeo. Calle A. Villa 49.
Mérida, Estado Mérida**

Información de Contacto:

**0274-2621161 - 0416-4707437 - 0414-972597
hmatab@cantv.net**

¿Qué es Nu Skin?

VE9986294

Empresa fundada en el año 1984 por los hermanos Nedra y Blake Roney, en la Ciudad de Provo, Utah State, USA.

Ellos crearon la primera línea de productos de belleza para el cuidado de la piel libre de *rellenos no deseados*. ¿Cuáles eran esos rellenos?: aceite mineral, breas, ceras lanolinas, petrolatos, parafinas y todos los demás ingredientes que utiliza la industria cosmética para abaratar costos.

En su lugar, Nu Skin© sustituyó dichos ingredientes por nutrientes benéficos que se ha comprobado científicamente que ayudan a nutrir nuestras células para lucir una piel saludable y libre de imperfecciones, tales como: antioxidantes, arginina, etc. **De ahí su lema:**

Nada de lo Malo. Todo de lo Bueno

Datos Importantes de Nu Skin

- ❑ Empresa Americana fundada en Octubre del año 1984
- ❑ **24 años de trayectoria y experiencia en el mundo de la belleza**
- ❑ Mantiene relación con 33 Universidades alrededor del mundo: Harvard, Stanford, Oxford, UCLA, Munich, Shanghai, etc
- ❑ **Respaldada por 125 científicos de planta.**
- ❑ Recibió el premio "Triángulo de Oro" de la Academia de Dermatología de Estados Unidos por su compromiso con la investigación científica
- ❑ **Primera compañía de mercadeo en Red en el mundo en ganar un "Oscar de los Negocios" (American Business Award)**
- ❑ Miembro de la Asociación Mundial de Ventas Directas (WFDSA)
- ❑ **Cotiza en la Bolsa de Valores NYSE (bajo el nombre NUS)**
- ❑ Presente en 48 países y expandiéndose.
- ❑ **5ta empresa más grande y joven del mundo en la industria**
- ❑ Tiene una línea de mas 100 tratamientos y otros productos para el cuidado de la piel
- ❑ **Abrió sus puertas en Venezuela el 28 de Octubre del año 2007. Comenzó operaciones comerciales en Enero del 2008**

Nada de lo Malo. Todo de lo Bueno.

Miriam Rojas de Mata

VE9986294

**Tecnologías al
Servicio de la
Belleza:**

La belleza está en el ojo del observador.

La Plancha de Arrugas (Iron Wrinkle)

Galvanic Spa II.

Pequeño dispositivo que funciona con dos baterías triple A. Utiliza corriente galvánica y emplea Geles de Pre y Tratamiento para estimular la circulación, extraer impurezas, radicales libres, e introducir nutrientes en la piel.

Reactiva la dermis y la epidermis para que continúen produciendo Elastina, Colágeno y Ácido hialurónico.



Menos Arrugas (Wrinkles) en 10 minutos

Analizador de la Piel

(ProDerm)



Captura y analiza, mediante imágenes (6), los atributos más importantes para una piel sana:

Atributos:

Decoloración o Manchas
Tamaño de los Poros,
Líneas o Arrugas y
Textura.

Tan pronto como Usted reciba el análisis sabrá con bastante precisión, en qué atributo debe enfocarse para lograr la piel soñada



Le dice lo que su espejo y su mejor amigo no pueden

Scanner Biofotónico de Pharmanex

Dispositivo desarrollado en el Centro for Biomedical Optics, Utah University, para medir la presencia de antioxidantes carotenoides en los tejidos vivos.

Carotenoides: poderosos antioxidantes que se encuentran en forma abundante en ciertas frutas y verduras.

Los carotenoides neutralizan el daño causado por las moléculas de Radicales Libres, y son absorbidos en el plasma humano y en los tejidos suministrando un excelente indicador del nivel de antioxidantes de una persona.



Quieres leer un poco más?. Visita el sitio:

<http://www.youcan2.com/scannerespanol/>

¿Quieres Unirte a NuSkin?

Te invito a ser parte de mi Círculo

- ❑ Contáctame por Cell: **0416-4707437** ó **0414-9725957**
- ❑ Con gran placer te haré una demostración gratis, cuyos resultados te sorprenderán.
- ❑ Dado que serán de tu agrado, te invito a llenar el Acuerdo de Distribuidor Independiente.
- ❑ En la sección Número de Identificación del Patrocinador, escribe: **VE9986294** **Miriam Rojas de Mata**
- ❑ La empresa te asignará un Número de Identificación como Distribuidor Independiente Nuskin, con el cual podrás comprar los productos que desees.
- ❑ Además de belleza ganarás comisiones en Nuskin por las personas que afiles y por las compras que ellos hagan. Las comisiones te serán depositadas en el banco que tu definas.

La belleza es un reino muy corto.

Miriam Rojas de Mata

VE9986294

**Kits de
Afiliación:**

La belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad.

Miriam Rojas de Mata

VE9986294

Kit Galvanic Spa System II

- **Facilita el transporte de ingredientes claves para una piel sana**
- **Dirigido a las damas, de 25 años y más, que cuidan su piel y se ocupan de su belleza.**
- **Úsenlo 2 a 3 veces por semana.**
- **Úsenlo única y exclusivamente con los Geles que vienen en el Kit.**
No Inventen: No usen el Galvanic con agua, ni con productos de otras empresas. No lograrán otra cosa que no sea perder el tiempo.
- **Por precaución: No debe ser usado por embarazadas, personas con marcapasos, epilépticos, etc.**

La belleza no mira, sólo es mirada

Albert Einstein

Beneficios

Equipo programable, con un sistema patentado de corriente galvánica autoajustable y conductores intercambiables para la cara, el cuerpo y el cuero cabelludo.

Trabaja sinérgicamente (en combinación) con productos hechos especialmente para facilitar el transporte de ingredientes claves que revitalizan, restauran y rejuvenecen la piel.

Beneficios:

Con este sistema puedes trabajar todo el cuerpo, incluso el cabello; quita arrugas, celulitis, paño, manchas, espinillas, puntos negros, grasa acumulada en el cuerpo, desvanece estrías, cicatrices, cierra los poros, quita flacidez de todo el cuerpo y estimula el crecimiento del cabello, ya que con su sistema de energía propicia la producción de colágeno.

El mejor Cosmético de la Belleza es la Felicidad

Impactante, ¿Verdad?



Ud también lo logrará con el Galvanic Spa

¿ Qué Productos vienen en el Kit Galvanic Spa II ?



- 1 El dispositivo Galvanic Spa.
- 4 Conductores de Corriente Galvánica:

Conductor Facial
Conducto cuero cabelludo
Conductor para el cuerpo
Conductor para las líneas

- 1 Caja de Gel (con 8 cápsulas de Pre y Tratamiento)
- 1 Gel: Body Shaping, para Estrías y Celulitis
- 1 Estuche

¿ Quiere saber los precios?
Vaya a la última diapositiva.



Pre Treatment Facial Gels



Plancha tus arrugas en tan solo 10 minutos

Precio del Kit y Compensación al Distribuidor



Precio del Kit :

Flete	Bs. F	30,00
Precio unitario	Bs. F	900,00
IVA 9%	Bs. F	83,70
Precio Kit:	Bs. F	1013,70



Compensación:

¿Cuánto gana Usted por afiliar a una persona con este Kit ?:

Bono	Bs. F	150,00
Comisión 5%	Bs. F	37,50
Total	Bs.F	187,70



Requisito para cobrar las Compensaciones: Usted debe comprar 100 puntos personales al mes [VP=100]. Aprox = 230,00 Bs. F.

Pedidos superiores a 1.000,01 Bs. F no pagan Flete


Galvanic Spa II: Ciclo de Pre Tratamiento



Durante el Ciclo de Pre Tratamiento, el galvánic Spa y el Gel de Pre Tratamiento tienen carga eléctrica negativa.

Estas cargas negativas se repelen entre si, haciendo que el Gel de Pre Tratamiento penetre en la piel.

Tan pronto como el Gel de Pre Tratamiento entra en el poro procede a encapsular las impurezas: polvo, bacterias, resto de maquillaje, etc



Encapsula las impurezas en los poros

Ciclo de Pre Tratamiento

Instrucciones de Uso

- ❑ **Disinfecte sus manos y el Galvanic.**
- ❑ **Límpiese la cara y el cuello con 180 Face Wash o un limpiador Nuskin de su selección. Séquese con una toalla.**
- ❑ **Tonifíquese la cara (palpeándola) con 180° Skin Mist de Nuskin.**
- ❑ **Aplíquese el Gel de PRE Tratamiento en media cara.**
- ❑ **Programe el Galvanic Spa con una fuente y 5 minutos y trabaje el GEL durante ese tiempo.**
- ❑ **Mójese una mano y colóquela en la placa cromada. Vea la imagen.**
- ❑ **Mueva el Galvanic Spa hacia arriba tal como se ve en la diapositiva 18.**
- ❑ **Rocíe NAPCA cuando se seque el GEL**
- ❑ **Al finalizar limpie todo bien con una toallita húmeda**

Sostener el Galvanic



Repita el procedimiento en la otra media cara

Movimientos del Galvanic Spa



Mueva el Galvanic Spa lenta y uniformemente sobre su cara.

Trabaje siempre el Galvanic hacia arriba. Vea la Imagen


Áreas críticas:

- La boca y los Labios
- Debajo de los ojos
- Frente

Repita cada movimiento 5 veces

Detenga el Galvanic hasta por 3 segundos al final de cada punto (final de las flechas).

El final de cada ciclo (de Pre o Tratamiento) es indicado por el Galvanic con 2 beeps.



Mueva el Galvanic siempre hacia Arriba

Galvanic Spa II


Ciclo de Tratamiento



Durante el Ciclo de Tratamiento, el Galvanic Spa y el Gel de Tratamiento tienen carga eléctrica positiva.

Retira el Gel de Pre Tratamiento con todas las impurezas encapsuladas

Acelera la regeneración celular y promueve la producción de **COLAGENO Y ELASTINA**, elementos claves para mantener una piel sana y radiante.



Regenera las células y mejora la circulación

Ciclo de Pre Tratamiento

Instrucciones de Uso

- ❑ Tonifíquese la cara (palpeándola) con 180° Skin Mist de Nuskin.
- ❑ Aplíquese el Gel Azul de PRE Tratamiento en media cara.
- ❑ Programe el Galvanic Spa con dos fuentes y 5 minutos.
- ❑ Mójese una mano y colóquela en la placa cromada. Vea la imagen.
- ❑ Mueva el Galvanic Spa hacia arriba tal como se ve en la diapositiva 18.
- ❑ Trabaje el GEL durante 5 minutos.
- ❑ Cuando vea que el GEL se está secando rocíe con NAPCA Moisture Mist (No use agua)
- ❑ Al finalizar limpie todo bien con una toallita húmeda
- ❑ Tonifique nuevamente la cara con 180° Skin Mist de Nuskin

Sostener el Galvanic



Repita el procedimiento en la otra media cara

Usos del Galvanic Spa:

Geles de Pre y Tratamiento



Cápsulas Blancas: Pretratamiento.
Encapsula impurezas en los poros: polvo, bacterias, toxinas, residuos de maquillaje, etc.

Cápsulas Azules: Tratamiento.
Acelera la regeneración celular.
Promueve la producción de Colágeno, Elastina y Ac. Hialurónico

Arrugas, Líneas, etc.



Luzca 10 años más joven

Uso del Galvanic Spa:

Body Shaping Gel:



1. **Ablanda la grasa.**
2. **Reduce los depósitos de grasa.**
3. **Mejora la circulación y re – mueve toxinas.**
4. **Incrementa la firmeza de la piel.**
5. **Nivela las áreas irregulares del rostro y del cuerpo.**

Celulitis, Estrías. Várices.



Díle Adios con Galvanic Body Shaping Gel

Uso del Galvanic Spa:

Body Shaping Gel



Brazo Izquierdo tratado:

(4 tratamientos en 2 semanas)

Brazo Derecho no tratado.

Tratamiento de Brazos:



No más Arm Flabs, ni doble salutación

Uso del Galvanic Spa:

Body Shaping Gel



**Manos
Izquierdas
Tratadas:
(después de un
tamiento).**

**Manos Derechas
no tratadas.**

Tratamiento de Manos:



Manos más frescas, más joviales

Uso del Galvanic Spa:



Galvanic Spa + Body Shaping Gel

Sra. de 60 años que sufrió de várices durante 35 años. Usó el Galvanic Spa con el Body Shaping Gel diariamente durante 5 minutos seguido del Dermalic Effects. Suspendió el tratamiento por 2 meses. Reiniciándolo diariamente por una semana antes de la última de las tres fotos.

Dígale Adios a las Várices. Quíteselas


¿Las conocen?. Ellas También Usan Corriente Galvánica



75 Años de Edad. Más de 50 usando corriente Galvánica 3 veces por semana



Nicole Kidman no sale a la actuación sin antes hacerse un tratamiento Galvanico.



Al igual que otras celebridades Americanas, también usa corriente Galvánica

Únete a ellas. Plancha tus arrugas



No dejen que su piel se Marchite

Ella aún puede producir ELASTINA, COLÁGENO Y ÁCIDO HIALURÓNICO. Denle una oportunidad. Reactívenla con un buen masaje facial del Galvanic Spa System II.

El Ánimo es la más Sana Medicina

Miriam Rojas de Mata

VE9986294

¡Gracias por su
Atención !



¿Les gustó?.

¡Espero su Llamada!

La belleza no mira, sólo es mirada

Albert Einstein

Lista de Precios

NU SKIN ENTERPRISES™ DE VENEZUELA, C.A.
RIF: J-29968415-3

Teléfono: 0800-100-2717

Fax: 0800-100-2722

Lista de Precios / Forma de Pedido

Nombre:

VE:

Código	Producto	Pred.Ord.Mín.	Pred.Órto	Pts.	Cart.	Total
TRATAMIENTOS						
45102725	Galvanic Body Shaping Gel / Gel moldeador de cuerpo	Bs.F. 97,00	Bs.F. 138,00	41		
45100403	Galvanic Gels de Tratamiento y Pre-tratamiento	84,00	120,00	36		
45003857	Galvanic Spa System II (4 cabezales) / Sistema Galvanic Spa II	707,00	1.010,00	300		
45101255	Nu Skin 180° System / Sistema de terapia anti-edad 180°	556,00	795,00	230		
45101249	Nu Skin 180° AHA Facial Peel / Esfoliante facial con AHA	162,00	232,00	69		
45101251	Nu Skin 180° Face Wash / Limpieza facial	86,00	123,00	37		
45101253	Nu Skin 180° Skin Mist / Rosado para el rostro	73,00	104,00	31		
45101250	Nu Skin 180° Cell Renewal Fluid / Hidrovectorador de células	182,00	261,00	78		
45101254	Nu Skin 180° UV Block Hydrator / Bloqueador de UV SPF 18	130,00	185,00	55		
45101252	Nu Skin 180° Night Complex / Complejón nocturno	158,00	226,00	67		
45102704	TouFace Line Corrector / Corrector de líneas	106,00	152,00	45		
NUTRICIENTIALS						
45102700	Cellfree Ultra / Gel facial	83,00	119,00	35		
45103310	Creamy Cleansing Lotion / Loción en crema limpiadora	40,00	58,00	17		
45214000	Sistema de Uso Diario Nutricientals (M-G)	298,00	425,00	120		
45214001	Sistema de Uso Diario Nutricientals (M-S)	298,00	425,00	120		
45102728	Moisture Restore Day (M-S) / Loción de día FPS 15 (M-S)	74,00	106,00	32		
45102702	Moisture Restore Day (M-G) / Loción de día FPS 15 (M-G)	74,00	106,00	32		
45102705	Night Supply Nourishing Cream / Crema nutritiva para bronce	84,00	120,00	36		
45103309	Pure Cleansing Gel / Gel limpiador	40,00	58,00	17		
45103312	pH Balance Toner / Loción tonificante balance de pH	32,00	46,00	13		
45103313	pH Balance Matteifying Toner / Loción tonificante efecto mate	32,00	46,00	13		
MASCARILLAS						
45101192	Clay Pack / Mascarilla de limpieza profunda con arcilla	33,00	47,00	14		
45103262	Face Lift Activator & Powder / Mascarilla Tensora Activador y Polvo	83,00	119,00	35		
45103263	Face Lift Powder / Mascarilla Tensora Polvo	60,00	86,00	26		
45103264	Face Lift Activator / Mascarilla Tensora Activador	28,00	40,00	12		
45103879	Epoch Glacial Marine Mud / Bono Matro Glacial Mascarilla de Bono	97,00	138,00	41		
45102707	Exfoliant Scrub / Mascarilla exfoliante	35,00	49,00	15		

Precios vigentes a partir del 1º de Mayo. Los precios pueden ser modificados sin previo aviso. Los precios incluyen I.V.A.

compra por internet en www.nuskin.com/venezuela

Teléfono:

Código	Producto	Pred.Ord.Mín.	Pred.Órto	Pts.	Cart.	Total
CUERPO Y CARA						
45103308	Enhancer / Gel acondicionador de la piel	27,00	39,00	12		
45103329	Hand Lotion / Loción para manos	35,00	50,00	15		
45101216	Liquid Body Bar / Jabón líquido para el cuerpo	43,00	61,00	18		
45102717	Liquid Body Luffa / Jabón exfoliante líquido para el cuerpo	32,00	46,00	13		
45100257	NaPCA Moisturizer / Humectante NaPCA	53,00	76,00	23		
45101226	NaPCA Moisture Mist / Rosado humectante NaPCA	32,00	46,00	13		
45100258	Rejuvenating Cream / Crema rejuvenecedora	53,00	76,00	23		
KITS DE INSCRIPCIÓN		Pred.Ord.Mín.	Pred.Órto			
45214011	Kit Sistema Nu Skin 180° + Face Lift	695,00	100,00	250		
45214012	Kit Sistema Nutricientals (M-G)	348,00	50,00	125		
45214013	Kit Sistema Nutricientals (M-S)	348,00	50,00	125		
45214010	Kit Galvanic Spa System II (4 Cabezales)	981,00	150,00	350		
Los "Kits de inscripción" sólo se venden a NUEVOS INSCRITOS y sólo se pueden comprar una vez. *El Bono se paga al patrocinador una sola vez.						
AYUDAS DE VENTA			Pred.Órto	Cart.		
00000265	3 Brochas para Face Lift	7,00				
45214007	Acuerdo de Distribuidor	2,00				
45124672	Bandas y Pecheras (Spk)	28,00				
45214006	Catálogo de Nu Skin	7,00				
45214002	DVD de todas las películas	6,00				
45125492	Folleto Sistema Galvanic Spa	3,00				
45214005	Folleto ¡Por qué Nu Skin! ¡Por qué ahora!	2,00				
45214008	Folleto Plan de Compensación	2,00				
45214004	Portafolio de Negocio	22,00				
45101258	ProDerm	2.180,00				
SUB-TOTAL						
COSTO DE ENVÍO						
TOTAL						
ENVÍOS	Monto de Orden Individual Bs.F.		Costo de Envío Bs.F.			
	1 - 100,00		20,00			
	100,01 - 500,00		25,00			
	500,01 - 1.000,00		30,00			
	1.000,01 en adelante		Gratis			

18298_00a_00a_PDF